

## Практические занятия по Трансфузиологии

со студентами 3 курса группа сд-301-б-о направления Сестринское дело

преподаватель, доц., к.м.н. Смирнова О.Н.

17.04.2026 студенты 3 курса группа сд-301-б-о направления Сестринское дело (Сурнев А., Коптева О., Гасанбеков М.)

### **1. научились на практике в реанимации 2, 3, ГБУЗ СК СККБ, навыкам определения групп крови и резус фактора с помощью цоликлонов**

Для определения группы крови с помощью цоликлонов используют метод прямой гемагглютинации на плоскости: на пластине или планшете. **Алгоритм процедуры:** Нанести две большие капли цоликлонов на поверхность планшета (обычно реагент анти-А находится слева, а анти-В — справа).

1. Добавили небольшие капли крови, которые по объёму будут в 10 раз меньше реагентов.
2. Аккуратно двигали планшет, чтобы кровь смешалась с раствором, но две капли не соединились друг с другом.
3. Через несколько минут наблюдали результаты.

### **Резус-фактор Rh+**

Агглютинация с Цоликлоном Анти-D свидетельствовала о наличии резус-фактора (Rh+) у пациента.





## 2. научились правилам хранения компонентов крови.

